


Codman®

IsoCool®

Bipolar Forceps with Active
Heat Transfer




Codman®
SPECIALTY SURGICAL

A DIVISION OF INTEGRA LIFESCIENCES

Active Heat Transfer Technology


A・H・T※の温度管理機能により、周辺組織への熱による障害を低減することを意図したデザインです。

※Active Heat Transfer Technologyの略称




Single-Use Device

劣化によるストレスが無く、常に新しく滑らかな先端チップで組織付着を低減します。



IsoCool® GL 先端の顕微鏡写真



顕微鏡下の限定されたエリアでの凝固操作と術野確保が容易に

Order Information

製品番号	製品名	製品番号	製品名
8010010H	IsoCool®ハンドル	8155025S	IsoCool®チップ チップ幅0.25mm 全長266.7mm 有効長139.7mm
8135025S	IsoCool®チップ チップ幅0.25mm 全長215.9mm 有効長88.9mm	8155050S	IsoCool®チップ チップ幅0.5mm 全長266.7mm 有効長139.7mm
8135050S	IsoCool®チップ チップ幅0.5mm 全長215.9mm 有効長88.9mm	8155100S	IsoCool®チップ チップ幅1.0mm 全長266.7mm 有効長139.7mm
8135100S	IsoCool®チップ チップ幅1.0mm 全長215.9mm 有効長88.9mm	8155200S	IsoCool®チップ チップ幅2.0mm 全長266.7mm 有効長139.7mm
8135200S	IsoCool®チップ チップ幅2.0mm 全長215.9mm 有効長88.9mm	823510GL	IsoCool®チップ チップ幅1.0mm 全長216mm 有効長88.9mm

※上記製品群は製品番号の変更はございません。

製造販売元



Integra Japan株式会社

コッドマン スペシャルティ サージカル

〒107-0052 東京都港区赤坂1-7-1 赤坂榎坂ビル

integralife.com

販売名: IsoCool ハンドル
認証番号: 220ADBZ00123000

販売名: IsoCool チップ
認証番号: 220ADBZ00072000