

Ruggles® - Redmond™
Bipolar Forceps



Codman®
SPECIALTY SURGICAL

A DIVISION OF INTEGRA LIFESCIENCES

Ruggles®-Redmond™ Bipolar Forceps



Refined & Reassuring

諸外国において20年以上の使用実績を有する
Integraの熟練した加工技術により生み出された
Non-Stickのリユーズブル・ピンセット

素早い凝固、幅広い症例に対応したラインナップ

- ・ 視野を遮らない独自のイリゲーション管形状 (*1)
- ・ 保持しやすい、疲れにくいシャフトバランス
- ・ 銀合金 Non-stick Tip (*2)
- ・ 汎用コネクター搭載
- ・ ステンレス鋼製本体

(*1) Buzz™ Bayonet シリーズに限る

(*2) Buzz™ と Buzz Lite™ シリーズに限る

BUZZ™ Non-stick Bayonet Bipolar Forceps, Insulated

品番	規格	全長	有効長参考値	チップ幅
N18BS03	ストッパー付き	168mm	83mm	0.3mm
N18BS06	ストッパー付き	168mm	83mm	0.6mm
N18BS10	ストッパー付き	168mm	83mm	1.0mm
N20BS03	ストッパー付き	186mm	98mm	0.3mm
N20BS06	ストッパー付き	186mm	98mm	0.6mm
N20BS10	ストッパー付き	186mm	98mm	1.0mm
N20BS20	ストッパー付き	186mm	98mm	2.0mm
N22BS03	ストッパー付き	206mm	118mm	0.3mm
N22BS06	ストッパー付き	206mm	118mm	0.6mm
N22BS10	ストッパー付き	206mm	118mm	1.0mm
N22BS15	ストッパー付き	206mm	118mm	1.5mm
N22BS20	ストッパー付き	206mm	118mm	2.0mm
N24BS03	ストッパー付き	225mm	138mm	0.3mm
N24BS06	ストッパー付き	225mm	138mm	0.6mm
N24BS10	ストッパー付き	225mm	138mm	1.0mm
N24BS20	ストッパー付き	225mm	138mm	2.0mm
N20BAU10	ストッパー付き 先端上向	182mm	98mm	1.0mm
NI22BS06	ストッパー付き イリゲーション	206mm	118mm	0.6mm
NI22BS10	ストッパー付き イリゲーション	206mm	118mm	1.0mm
NI22BS20	ストッパー付き イリゲーション	206mm	118mm	2.0mm



NI22BS06
先端チップ素材: 銀合金



チップ幅 0.3mm



チップ幅 0.6mm



チップ幅 1.0mm



チップ幅 1.5mm



チップ幅 2.0mm



チップ幅 1.0mm
上向



チップ幅 0.6mm
イリゲーション



チップ幅 1.0mm
イリゲーション



チップ幅 2.0mm
イリゲーション

BUZZ™ Non-stick Cushing Bipolar Forceps, Insulated

品番	規格	全長	有効長参考値	チップ幅
N19C07		193mm	85mm	0.7mm
N19C12		193mm	85mm	1.2mm
N19C15		193mm	85mm	1.5mm
NI19C07	イリゲーション	193mm	85mm	0.7mm
NI19C15	イリゲーション	193mm	85mm	1.5mm



N19C07
先端チップ素材:銀合金



チップ幅 0.7mm



チップ幅 1.2mm



チップ幅 1.5mm



チップ幅 0.7mm
イリゲーション



チップ幅 1.5mm
イリゲーション

BUZZ™ Non-stick Scoville-Greenwood Bipolar Forceps, Insulated

品番	規格	全長	有効長参考値	チップ幅
N20SG03		198mm	68mm	0.3mm
N20SG15		198mm	68mm	1.5mm
NI20SG10	イリゲーション	198mm	68mm	1.0mm
NI20SG15	イリゲーション	198mm	68mm	1.5mm



NI20SG10
先端チップ素材:銀合金



チップ幅 0.3mm



チップ幅 1.5mm



チップ幅 1.0mm
イリゲーション



チップ幅 1.5mm
イリゲーション

BUZZ™ Non-stick Jeweler Bipolar Forceps, Insulated

品番	規格	全長	チップ幅
N11J025		113mm	0.25mm
N11J06		113mm	0.6mm
N11J10		113mm	1.0mm



N11J10
先端チップ素材:銀合金



チップ幅 0.25mm



チップ幅 0.6mm



チップ幅 1.0mm

BUZZ™ Non-stick Hardy Bipolar Forceps, Insulated

品番	規格	全長	有効長参考値	チップ幅
NH02	ストッパー付き	216mm	112mm	0.2mm
NH04	ストッパー付き	216mm	112mm	0.4mm
NH05	ストッパー付き	216mm	112mm	0.5mm
NH07	ストッパー付き	216mm	112mm	0.7mm
NH10	ストッパー付き	216mm	112mm	1.0mm
NH13	ストッパー付き	216mm	112mm	1.3mm
NH15	ストッパー付き	216mm	112mm	1.5mm
NH17	ストッパー付き	216mm	112mm	1.7mm
NH20	ストッパー付き	216mm	112mm	2.0mm
NHAU02	ストッパー付き 先端上向	216mm	112mm	0.2mm
NHAU05	ストッパー付き 先端上向	216mm	112mm	0.5mm
NHI10	ストッパー付き イリゲーション	216mm	112mm	1.0mm
NHI15	ストッパー付き イリゲーション	216mm	112mm	1.5mm



NHI10
先端チップ素材:銀合金



チップ幅 0.2mm



チップ幅 0.4mm



チップ幅 0.5mm



チップ幅 0.7mm



チップ幅 1.0mm



チップ幅 1.3mm



チップ幅 1.5mm



チップ幅 1.7mm



チップ幅 2.0mm



チップ幅 0.2mm
上向



チップ幅 0.5mm
上向



チップ幅 1.0mm
イリゲーション



チップ幅 1.5mm
イリゲーション

BUZZ™ Non-stick Adson Bipolar Forceps, Insulated

品番	規格	全長	チップ幅
N125A07		132mm	0.7mm
N125A12		132mm	1.2mm



チップ幅 0.7mm



チップ幅 1.2mm



N125A07
先端チップ素材: 銀合金

BUZZ™ Non-stick Semken Bipolar Forceps, Insulated

品番	規格	全長	チップ幅
N15S12		156mm	1.2mm



チップ幅 1.2mm



N15S12
先端チップ素材: 銀合金

BUZZ™ Non-stick Straight Bipolar Forceps, Insulated

品番	規格	全長	チップ幅
N15S03	ストッパー付き	137mm	0.3mm
N15S06	ストッパー付き	137mm	0.6mm
N18S03	ストッパー付き	167mm	0.3mm
N18S06	ストッパー付き	167mm	0.6mm
N18S10	ストッパー付き	167mm	1.0mm
N20S10	ストッパー付き	185mm	1.0mm
N20S20	ストッパー付き	185mm	2.0mm
N15SA10	ストッパー付き 先端上向	135mm	1.0mm



N18S06
先端チップ素材: 銀合金



チップ幅 0.3mm



チップ幅 0.6mm



チップ幅 1.0mm



チップ幅 2.0mm



チップ幅 1.0mm
上向

BUZZ Lite™ Non-stick Bayonet Bipolar Forceps, Insulated

品番	規格	全長	有効長参考値	チップ幅
N10BL03		190mm	100mm	0.3mm
N10BL06		190mm	100mm	0.6mm
N10BL13		190mm	100mm	1.3mm
N10BL17		190mm	100mm	1.7mm
N13BLA45	先端上向	220mm	130mm	0.6mm
N13BL06		220mm	130mm	0.6mm
N13BL13		220mm	130mm	1.3mm
N13BL17		220mm	130mm	1.7mm
N15BL03		240mm	150mm	0.3mm
N15BL06		240mm	150mm	0.6mm
N15BL13		240mm	150mm	1.3mm
N15BL17		240mm	150mm	1.7mm
N17BL06		260mm	170mm	0.6mm
N17BL13		260mm	170mm	1.3mm
N17BL17		260mm	170mm	1.7mm



N13BL06
先端チップ素材: 銀合金



チップ幅 0.3mm



チップ幅 0.6mm



チップ幅 1.3mm




チップ幅 1.7mm




チップ幅 0.6mm
上向

BUZZ™ Accessories

品番	規格
NBT35	バイポーラピンセット用滅菌トレー (5本収納可)
NBT10	バイポーラピンセット用滅菌トレー (10本収納可)
NBCLOTH	バイポーラピンセット用ふきん
BUZZSTYLET	イリゲーションバイポーラ用スタイレットピン



閉蓋時



Transphenoidal Hypophysectomy Bipolar Bayonet Forceps

品番	規格	全長	チップ幅
R2697		216mm	0.7mm
R2698	絶縁	216mm	0.7mm



R2698
先端チップ素材:ステンレス鋼

チップ幅 0.7mm

Rhoton Bipolar Bayonet Forceps

品番	規格	全長	チップ幅
RB9243		216mm	1.0mm



RB9243
先端チップ素材:ステンレス鋼

チップ幅 1.0mm

Hardy Style Bipolar Bayonet Forceps

品番	規格	全長	チップ幅
RR2503	絶縁	215mm	0.5mm
RR2505	絶縁	215mm	1.0mm
RR2507	絶縁	215mm	1.5mm
RR2509	絶縁	215mm	2.0mm



RR2505
先端チップ素材:ステンレス鋼

チップ幅 0.5mm

チップ幅 1.0mm

チップ幅 1.5mm

チップ幅 2.0mm

Scoville-Greenwod Style Bipolar Bayonet Forceps

品番	規格	全長	チップ幅
RR2604	絶縁	197mm	0.7mm
RB9236	絶縁 イリゲーション	184mm	1.5mm



Yasargil Style Bipolar Bayonet Forceps

品番	規格	全長	チップ幅
RR2706	イリゲーション	181mm	0.7mm
RR2707	イリゲーション	181mm	1.0mm
RR2711	イリゲーション	200mm	1.0mm
RB9242	絶縁	200mm	2.0mm



Malis-Style Bipolar Bayonet Forceps

品番	規格	全長	チップ幅
RB9229	絶縁 イリゲーション	215mm	0.7mm



