

Codman Electrosurgical Generator System



Speed & Precision for Neurosurgeon

Codmanが長年に渡り培った知識と経験、そして更なる進化を遂げた次世代モデル

Speed & Precision



4MHzテクノロジー

従来よりもエネルギーを効率的かつ集中的に届け素早く凝固



1W毎の出力設定

脳外科手術に求められる低出力領域にフォーカスした設定により正確かつピンポイントに凝固

Designed for Neurosurgeon



脳神経外科手術で最大化する出力特性

脳神経外科の繊細な組織に対して効率的に出力される設計 ウェットフィールドにおいてもスムーズな凝固



イリゲーター

シャープなイリゲーション滴下によりピンセット先端の温度上昇を抑制し、術野の洗浄を支援



モノポーラ

Bovieタイプ型端子の接続が可能 1台で脳神経外科手術を完結

Codman Electrosurgical Generator System

製品番号	製品名
901001ESUO	Codman ジェネレーター (フットスイッチ別売)
901001CRT	Codman ジェネレーター専用カート
9190001RP	イリゲーション付きバイポーラコード(Rotary Pump用)10本入り
901001CBL1	接続ケーブル
901001FPED	フットスイッチ
901001IRRO	Codman イリゲーター
901001POLC	イリゲーター用IVポール



Codman® ジェネレーター
(901001ESUO)



Codmanジェネレーター専用カート
(901001CRT)



接続ケーブル
(901001CBL1)



フットスイッチ
(901001FPED)



Codman® イリゲーター
(901001IRRO)



イリゲーター用IVポール
(901001POLC)