

Codman®

Electrosurgery Products

A broad offering of
Irrigating and
Non-Irrigating Forceps




Codman®
SPECIALTY SURGICAL

A DIVISION OF INTEGRA LIFESCIENCES

MIRROR FINISHED BIPOLAR FORCEPS

ミラーフィニッシュバイポーラピンセット


先端チップの鏡面仕上げにより組織の付着を抑え、スムーズな手術をサポートします。



802974
ヤサギルバイポーラピンセット

802940
コッドマンバイポーラピンセット

802939
コッドマンバイポーラピンセット



1.5mm 1.0mm 0.75mm 0.5mm 0.25mm



バイポーラループピンセット

ACCESSORIES

バイポーラピンセット用滅菌トレー

バイポーラピンセットを5本収納でき、持ち運びに便利です。



FS6425

バイポーラコード



9190001GF

Order Information:

付属品・消耗品

製品番号	製品名
801130	イリゲーションバイポーラ用スタイレットピン 10本入り
FS6425	バイポーラピンセット用滅菌トレー 5本収納可
9190001GF	イリゲーション付きバイポーラコード 10本入り
9190001RP	イリゲーション付きバイポーラコード (Rotary Pump用) 10本入り
801186	バイポーラコード 固定プラグ
801188	ディスプレイザブルバイポーラコード 固定プラグ 10本入り

リユースタイプ

製品番号	製品名	規格	全長(mm)	ループ幅(mm)
801230	コッドマンバイポーラピンセット	バイオネット 先端ループ 絶縁 チタン製 イリゲーション	225	5.00
801231	コッドマンバイポーラピンセット	バイオネット 先端ループ 絶縁 チタン製 イリゲーション	225	7.00
801232	コッドマンバイポーラピンセット	バイオネット 先端ループ 絶縁 チタン製 イリゲーション	225	10.00
製品番号	製品名	規格	全長(mm)	チップ幅(mm)
802900	コッドマン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 絶縁 ステンレス製 イリゲーション	215	0.75
802901	コッドマン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 絶縁 ステンレス製 イリゲーション	195	1.50
802902	コッドマン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 チタン製 イリゲーション	220	0.50
802903	コッドマン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 絶縁 ステンレス製 イリゲーション	195	0.25
802904	コッドマン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 チタン製 イリゲーション	220	1.50
802905	コッドマン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 チタン製 イリゲーション	220	1.00
802906	コッドマン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 チタン製 イリゲーション	220	0.25
802911	ハーディー バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 ステンレス製	215	0.75
802912	コッドマン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 ステンレス製	200	1.50
802913	コッドマン バイポーラ ピンセット	ストレート 先端直 絶縁 ステンレス製 イリゲーション	130	0.75
802914	コッドマン バイポーラ ピンセット	ストレート 先端直 絶縁 ステンレス製 カutting	130	0.25
802915	コッドマン バイポーラ ピンセット	ストレート 先端直 絶縁 ステンレス製 カutting	170	0.25
802916	コッドマン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 絶縁 ステンレス製	200	0.50
802921	コッドマン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 絶縁 ステンレス製	195	2.00
802922	コッドマン バイポーラ ピンセット	ストレート 先端直 ステンレス製	130	0.75
802923	イェンセン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 ステンレス製	190	0.75
802926	ジュエラー バイポーラ ピンセット	ストレート 先端直 ステンレス製	110	0.35
802929	コッドマン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端上向 チタン製 イリゲーション	220	0.50
802930	コッドマン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端下向 チタン製 イリゲーション	220	0.50
802938	コッドマン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 チタン製	220	0.45
802939	コッドマン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 チタン製	220	1.50
802940	コッドマン バイポーラ ピンセット	ストレート 先端直 チタン製	155	0.45
802941	コッドマン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 チタン製	220	1.00
802942	コッドマン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端上向 チタン製	220	0.50
802943	コッドマン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端下向 チタン製	220	0.50
802944	コッドマン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端曲上向 チタン製	220	0.45
802945	コッドマン バイポーラ ピンセット	ストレート 先端直 チタン製	155	0.25
802946	コッドマン バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 チタン製	220	0.25
802947	コッドマン 三叉神経用 バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端45° 上向 チタン製	185	0.50
802948	コッドマン 三叉神経用 バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端45° 下向 チタン製	185	0.50
802949	ロートン バイポーラ ピンセット	ストレート 先端直 チタン製	180	0.50
802950	ロートン バイポーラ ピンセット	ストレート 先端直 チタン製	180	1.00
802962	Eシリーズ バイポーラ ピンセット	ストレート 先端直 チタン製 閉鎖圧75g	140	0.25
802963	Eシリーズ バイポーラ ピンセット	ストレート 先端直 チタン製 閉鎖圧75g	140	1.00
802964	アドソン バイポーラ ピンセット	ストレート 先端直 ステンレス製	125	1.25
802965	虹彩用 バイポーラ ピンセット	ストレート 先端直 ステンレス製	90	0.50
802966	虹彩用 バイポーラ ピンセット	ストレート 先端曲下向 ステンレス製	90	0.60
802967	スタンダード バイポーラ ピンセット	ストレート 先端下向 ステンレス製	100	0.45
802972	ヤサギル バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 ステンレス製	165	0.50
802973	ヤサギル バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 ステンレス製	165	0.75
802974	ヤサギル バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 ステンレス製	165	1.00
802978	ヤサギル バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 ステンレス製	175	1.25
802979	ヤサギル バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 ステンレス製	200	0.50
802980	ヤサギル バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 ステンレス製	200	0.75
802981	ヤサギル バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 ステンレス製	200	1.00
802982	ヤサギル バイポーラ ピンセット	バイオネット 先端直 ステンレス製	200	1.25

製造販売元



Integra Japan株式会社

コッドマン スペシャルティ サージカル

〒107-0052 東京都港区赤坂1-7-1 赤坂複坂ビル

integralife.com

販売名: ミラーフィニッシュ バイポーラピンセット
認証番号: 220ADBZX00124000

販売名: CODMAN イリゲーションチューブ付バイポーラコード
届出番号: 13B1X10284CD0007

販売名: コッドマン バイポーラコード
届出番号: 13B1X10284CD0010